

Extrait du C2 – INS 01 Guide de prélèvement

EXAMEN PARASITOLOGIQUE DES SELLES	
Indications	<ul style="list-style-type: none"> - Troubles digestifs - Etiologie d'une hyper éosinophilie sanguine - Examen systématique (médecine du travail : personnel en contact avec les enfants, restauration...) - Patients immunodéprimés
Renseignements cliniques	<ul style="list-style-type: none"> - Diarrhées ou dysfonctionnement intestinal. - Médecine du travail. - Voyage récent en pays endémique.
Conditions de prélèvement.	<p>A domicile le matin sauf le samedi. <u>En cas de diarrhée</u>, il est préférable que les selles soient émises au laboratoire Une réactivation par le sulfate de magnésie peut être demandée par le médecin.</p>
Matériel	Flacon fourni par le laboratoire
Techniques de prélèvement	<p>Les selles sont recueillies dans un flacon propre et sec à fermeture hermétique. En général, on effectue 3 recueils à 2 à 3 jours d'intervalles (émission discontinue des parasites). Identifier le pot avec les nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire.</p>
Transport et conservation	<p>Acheminer le flacon dans les <u>plus brefs délais</u>, le matin sauf le samedi. <u>En cas de recueils multiples</u>, ramener les flacons après chaque émission. Heures limites de dépôt : selon les recommandations du site.</p>